

# GARETT

Beauty Pure Skin



## Mikrodermabráziós készülék

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU

#### Bevezetés

A Garett Beauty Pure Skin termék egy multifunkcionális kozmetikai eszköz. Hatékonyan feszesíti a bőrt, tisztítja a pórusokat, megszünteti a pattanásokat és a mitesszereket. Vákuumszívó technológiával finoman masszírozza a bőrt, teltebbé és simábbá téve azt.

#### Vákuumos szívás

Az egyedülálló vákuumszívó rendszer megemeli és masszírozza a bőrt, növelve a szövet mélyére hatoló kozmetikumok felszívódásának hatékonyságát és javítva annak minőségét. Ezenkívül erősíti a bőr védekező képességét, hogy elkerülje a szabad gyökök általi károsodást. Feszesen és rugalmasan tartja a bőrt.

#### Termék részei



#### A kijelző részei



#### Használati utasítás lépésről lépésre

##### 1. Meleg kompresszió az arcon.

Tegyen egy forró törülközőt az arcára, vagy használjon arcpárolót 3-5 percig a pórusok kinyitásához.

##### 2. Használjon tisztító folyadékot a mitesszereken.

Áztasson egy vattát mitesszerek elleni folyadékba, és tegye 3-5 percre az orrára.

##### 3. Válassza ki a megfelelő üzemmódot.

Válassza ki a bőrének leginkább megfelelő üzemmódot.

##### 4. Távolítsa el a mitesszereket.

Indítsa el a vákuumszívást a mitesszereken, és lassan mozgassa a szívófejet a bőr fölött. (Használja 1-2 percig). A mitesszerek eltávolítása közben ne tartsa a szívófejet egy helyen.

##### 5. Mossa meg az arcát.

A mitesszerek eltávolítása után mossa le az arcát vízzel.

##### 6. Ápolja az arcát.

Vigyen fel egy pakolást, amely lezárja a pórusokat, vagy használjon hidratáló pakolást.

#### Fejek

##### Fej kis, kerek nyílással

Jellemzők: Gyenge szívóerő alkalmazásával mitesszerek eltávolítására használható. Vékony, gyenge vagy túlérzékeny bőrre ajánlott. **Ne állítsa a kis fejet a erős szívó üzemmódba.**

##### Fej közepes-kerek nyílással

Jellemzők: Alkalmas a legtöbb bőrtípusra.

##### Fej nagy-kerek nyílással

Jellemzők: Az erős szívó mód használatával a V alakú mitesszerek eltávolítására is használható. A mitesszer eltávolításakor ne tartsa a szívófejet egy helyen. A legjobb eredmény elérése érdekében alulról felfelé kell mozgatni a szívófejet az arcán.

##### Ovális fej

Jellemzők: Főleg a ráncok kisimítására szolgál. Segíti a bőr vérellátását és növeli annak rugalmasságát.

## Megjegyzések és tippek

- Ha nagy szívóerőt választ, és ha a szívófejet túl sokáig használja egy helyen, az bőrpírt okozhat, amely néhány óra múlva eltűnik.
- A bőrfeszítő funkció lifting hatású. Sebes vagy sebhelyes bőrön a használata nem ajánlott.
- Ne nyomja a szívófejet a bőrhöz.
- Maga a termék erős szívóerővel rendelkezik.
- A kezelés után a bőr mikrocirkulációja miatt enyhe bőrpír jelenhet meg a felületén. Ez egy teljesen normális bőrreakció, és körülbelül 30 perc múlva elmúlik.
- A kezelés befejezése után a bőrt hidratálni kell.
- Ne használjon arccadírokat vagy más hasonló terméket az eljárás előtt vagy után.

## Felhasználási módszerek

### A mitesszerek eltávolítása

Az Ön igényeinek megfelelően válassza ki a szívófejet és a készülék teljesítményét. Ha mitesszerek eltávolítására használja a terméket, lassan mozgassa a szívófejet ott, ahol a bőrön jelen vannak. Mozgassa át többször ezen a helyen. Fontos, hogy a fejet egy irányba mozgassa, és a szívás után azonnal húzza el a bőrtől.

## Feszítő masszázs

Cserélj le a fejet az oválisra. Tartsa a készüléket a kezében, és az igényeinek megfelelően válassza ki a készülék teljesítményét. Helyezze a fejet a bőre közelébe, majd gyorsan húzza el, és tegye vissza. Ismételje meg a műveletet többször a vérkeringés serkentése és a vérkeringés fokozása érdekében a bőrben. Ez növeli a bőr rugalmasságát és megakadályozza a ráncok kialakulását. Ne használja a szívófejet állandóan egy területen. Ez bőrirritációt okozhat, amely vörössé vagy lilává válik. Ebben az esetben hagyja abba az eszköz használatát.

## A termék paraméterei

Termék neve: Garett Beauty Pure Skin	
Akkumulátor kapacitás: 450 mAh	Működési idő: 90 perc
Üzem mód: 5 szívóerő üzemmód	Nettó súly: 133 g
Feszültség: 5V=1A	Teljesítmény: 3 W
Termék méretei: 173x44x40 mm	

## Biztonsági kérdések

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a szűrőszivacs megfelelően illeszkedik-e a fejbe. A szivacsnak száraznak kell lennie.
2. Ne mossa a készüléket folyó víz alatt.
3. A termék használata nem ajánlott a következő esetekben:
  - Bőrgyógyászati kezelés után.
  - Ha csomók vannak (pl. rosszindulatú csomók) a bőrön.
  - Terhes és szoptató nőknél.
  - 12 év alatti gyermekeknél.
  - Fertőző betegségben szenvedő személyeknél.
4. A burkolat károsodása, mechanikai vagy elektromos meghibásodás esetén kérjük, hagyja abba a készülék használatát, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
5. Tárolja a készüléket száraz helyen.

## Jótállás / Reklamáció

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékelten eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékkel kapcsolatos reklamáció benyújtása során ki kell tölteni az eszközhöz csatolt jótállási lapot és az eszközt a vásárlási bizonylattal együtt el kell küldeni a szervizbe, a jótállási lapon megadott címre.

A kapcsolattartási adatok megtalálhatók a honlapon:

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

### Gyártó:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



A termék megfelelő ártalmatlanítása (elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó hulladékkezelés).

A termékben vagy a rá vonatkozó szövegekben elhelyezett jelölés arra utal, hogy azt a használati időszak elmúltával nem szabad azt a háztartásból származó többi hulladékkal együtt eltávolítani. A hulladék nem ellenőrzött eltávolítása által a természeti környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatás elkerülése érdekében kérjük a terméket külön kezelni a más típusú hulladékoktól, és felelős újrahasznosítását az anyagi erőforrások újrafelhasználásának mint állandó gyakorlatnak a népszerűsítése érdekében. E termék a környezet számára biztonságos újrafeldolgozásának helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást a háztartási felhasználók a kiskereskedelmi értékesítési helyen kaphatnak, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi hatóságoknál. A céges felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal és ellenőrizzék a vonatkozó feltételeket a vételi szerződésben. A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékokkal együtt eltávolítani.



Készült a Kínai Népköztársaságban.